



Campanas de vacío
Eckart Klobe


IMPLEX
precision + innovation

Corrección del pectus excavatum

Las campanas de vacío de Vacuum bell diseñadas y fabricadas por Eckart Klobe están indicadas para la corrección del pectus excavatum. Es una alternativa no invasiva a tratamientos quirúrgicos para los pacientes seleccionados y se utiliza siempre bajo prescripción médica.

Cómo funciona

La campana, hecha de silicona de grado médico con un visor y conectada a una bomba manual y portátil, crea un vacío sobre el esternón que eleva la pared torácica.



Ventajas

- Tratamiento no quirúrgico y ambulatorio.
- Permite la actividad cotidiana durante el uso (excepto natación y deportes de contacto).
- Diseñada en varios tamaños para adaptarse a la anatomía del paciente (modelos pediátricos y para adultos).

Instrucciones de uso

Primera aplicación y talla deben supervisarse en consulta médica. El uso mínimo y recomendado son sesiones diarias con un pauta variable de 30 min. a varias hrs. según la indicación médica. Seguimiento clínico cada 8-12 sem. y revisiones periódicas.



Tamaños y modelos de las campanas de vacío

Realiza tu pedido utilizando el numero de referencia a: contacto@implex3d.com



REF: EKVB 16 AA

Pequeña - 16cm



REF: EKVB 19 WA

Mujer - 19cm



REF: EKVB 19 AA

Normal - 19cm



REF: EKVB 19 BA

Bodybuilder - 19cm



REF: EKVB 26 AA

Grande - 26cm



Distribuido por

IMPLEX precision + innovation

Calle Mayor 50, 3º oficina D, 28921 Madrid

+34 624 506 300 | +34 600 065 476

contacto@implex3d.com

www.implex3d.com